

Описание товара Холодильные камеры для хранения медицинских отходов



Описание

Холодильные камеры для хранения медицинских отходов

При нормальных условиях опасный мусор, накопившийся в ходе деятельности оздоровительных учреждений, можно хранить не более 24 часов. Вместимость такого оборудования варьируется от 1—2 кг до нескольких тонн в зависимости от нужд больницы. Морозильная камера может входить в состав устройства или приобретаться отдельно.

Чтобы обеспечить безопасность населения и окружающей среды, при обращении с медицинским мусором строго соблюдаются санитарные нормы и правила, установленные СанПиНом. Согласно требованиям, **холодильные камеры для хранения медицинских отходов** в

#REGION_NAME_DECLINE_PP# должно иметь специальную комплектацию, в которую включаются:

- полки со специальными бортиками или выемками подходящего размера для фиксации тары и предотвращения ее смещения или повреждения;
- бактерицидная лампа, которая обеззараживает материалы благодаря ультрафиолетовому излучению;
- место для установки замка, если холодильник будет находиться в помещении со свободным доступом. Емкости и пакеты для отходов в комплекте не идут.

Для медицинских отходов хранение в холодильнике обязательно, если до момента их обеззараживания проходит более суток. При этом нужно соблюдать следующие правила:

- мусор классов опасности А, Б, В и Г необходимо содержать отдельно;
- материалы должны быть упакованы в мягкие или твердые контейнеры вместимостью до 10 кг;

- если тары одноразовые, их нужно поместить в многоразовый мешок, который ежедневно дезинфицируется;
- контейнеры должны быть помечены надписью «Опасные отходы».

Класс Б»; не применять прибор для бытовых или других целей; при нарушении герметичности камеры или других поломках не использовать аппарат; не допускать к помещению посторонних лиц.

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.